



Huoltosopimustarjous

Kattonosturit

Huoltosopimukseen sisältyy:

- Tarkastuskäynnit määrävälein
- Seuraavat huoltotoimenpiteet:
 - Kiskon kiinnityksen tarkastus
 - Nostoyksikön turvarajojen testaus
 - Päätystoppareiden kiinnityksen tarkastus
 - Nostohihnan tarkastus
 - Nostoyksikön puhdistus ja voitelu
- Käynnin jälkeen Teille toimitetaan pöytäkirja sekä tarjous tulevista toimenpiteistä ja mahdollisista varaosista.

Miksi?

- Voitte aina olla varma nosturin toimivuudesta
- Tiedätte nosturin todellisen kunnon
- Saatte teknistä apua asiantuntijalta

Soita ja pyydä tarjous!

Merivaara Oy
Sami Malkamäki
Jälkimarkkinointipäällikkö

Puh. (03) 3394 6231 / 040 5085 345
sami.malkamaki@merivaara.fi
www.merivaara.fi