



Huoltosopimustarjous

Practico ja Rapido leikkauspöydät

Huoltosopimukseen sisältyy:

- Tarkastuskäynnit määrävälein
- Seuraavat huoltotoimenpiteet:
 - Jarrujen toimivuuden tarkastus ja säätö tarvittaessa
 - Nostomekanismien nivelten kiinnityksen tarkastus ja voitelu
 - Makuutasen nivelten kiinnityksen tarkastus ja voitelu
 - Säätäsynterien kiinnityspisteiden kiinnityksen tarkastus ja voitelu
 - Korkeudensäädön toimivuuden testaus
 - Trendelenburgsäädön toimivuuden testaus
 - Selkä- ja jalkasäädön toimivuuden testaus
 - Pitkittäissiirron toimivuuden testaus
 - 5.pyörän toimivuuden testaus
 - Hydraulijärjestelmän tarkastus
 - Öljymäärän tarkastus
 - Sähköjärjestelmän mittaaminen
 - Pilarin välysten tarkastus ja säätö tarvittaessa
 - Lisävarustekiskojen kiinnityksen tarkastus ja säätö tarvittaessa
- Käynnin jälkeen Teille toimitetaan pöytäkirja sekä tarjous tulevista toimenpiteistä ja mahdollisista varaosista.

Miksi?

- Voitte olla varma kalusteenne toimivuudesta
- Tiedätte kalusteenne todellisen kunnan
- Saatte teknistä apua asiantuntijalta

Soita ja pyydä tarjous!

Merivaara Oy
Sami Malkamäki
Jälkimarkkinointipäällikkö

Puh. (03) 3394 6231 / 040 5085 345
sami.malkamaki@merivaara.fi
www.merivaara.fi



MERIVAARA
Smart ideas – New solutions