



# Huoltosopimustarjous

## Siirrettävät potilasnostimet

### Huoltosopimukseen sisältyy:

- Tarkastuskäynnit määrävälein
- Seuraavat huoltotoimenpiteet:
  - Jarrujen toimivuuden tarkastus
  - Nostomoottorin nivelten kiinnityksen tarkastus ja voitelu
  - Levitysmoottorin nivelten kiinnityksen tarkastus ja voitelu
  - Korkeusmoottorin toimivuuden testaus
  - Levitysmoottorin toimivuuden testaus
  - Hätäalaslaskun testaus
  - Hätäkatkaisimen testaus
  - Kuormituksen tarkastus
- Käynnin jälkeen Teille toimitetaan pöytäkirja sekä tarjous tulevista toimenpiteistä ja mahdollisista varaosista.

### Miksi?

- Voitte aina olla varma nosturin toimivuudesta
- Tiedätte nosturin todellisen kunnan
- Saatte teknistä apua asiantuntijalta

Soita ja pyydä tarjous!

Merivaara Oy  
Sami Malkamäki  
Jälkimarkkinointipäällikkö

Puh. (03) 3394 6231 / 040 5085 345  
sami.malkamaki@merivaara.fi  
www.merivaara.fi



**MERIVAARA**  
Smart ideas – New solutions