


SMARTER PRACTICO

Monipuolinen leikkaustaso Practico on suunniteltu parantamaan ergonomiaa kirurgisissa toimenpiteissä monipuolisia asentomahdollisuuksia hyödyntäen. Practico toimii älykkäillä ohjaimilla, jotka sujuvoittavat työskentelyä.



ERITTÄIN KORKEA JA ERITTÄIN MATALA

Parannettu ergonomia. Kolme erilaista mallia, joissa



VIRTAVIIVAINEN MUOTOILU

Ihmiskekeistä muotoilua parhaimmillaan.

vaihtoehtoina moottoroidut jalkaosat.
Uusi Practico on yksi markkinoiden matalimmista liikuteltavista leikkauspöydistä.

SUURI TURVALLINEN TYÖKUORMA

Kestävämpi kuin koskaan ennen. Practico-leikkauspöydän turvallinen työkuorma on aiempaa suurempi ja levennysosien ansiosta se sopii kookkaammankin potilaan hoitoon.

Erinomainen yhteensopivuus C-kaaren kanssa. Helppo pitää puhtaana myös kiireisimpinä hetkinä. Ei mekaanisia polkimia.

ÄLYKKÄÄT OMINAISUUDET

Uusi Practico-leikkauspöytä on helppo ja intuitiivinen käyttää. Sen käyttöliittymä on yhdenmukainen muiden Merivaaran tuotteiden kanssa. Älykkäät ominaisuudet sisältävät myös turva-antureita ja muistipaikkoja.

FENNIAPRIZE 20

HONOURABLE MENTION

FENNIA PRIZE 2020 KUNNIAMAININTA

Merivaaran valmistamalle Smarter Practico® -leikkauspöydälle on myönnetty vuoden 2020 Fennia Prize -kunniamaininta. Fennia Prize on Suomen arvostetuin muotoilualan kilpailu yrityksille, jotka hyödyntävät muotoilua strategisesti liiketoiminnassaan.

Nostopilari

- Korkea versio: 640–1130 mm
 - Matala versio: 540–1030 mm
 - Perusversio: 585–885 mm
- Mitat koskevat liukuversiota. Liukumaton versio on noin 10 mm korkeampi.

Istuinosa

- Liukuominaisuuden kanssa tai ilman sitä
- Moottoroidun jalkaosan kanssa tai ilman sitä

Päätuet

- Vakiopäätuet vakiomalliseen ja munuaiskaari -selkäosiin
- Erikoispäätuet Beach chair -selkäosaan sekä silmä- ja KNK-selkäosaan

Selkäosat

- Vakio
- Munuaiskaari
- Silmä- ja KNK-selkäosa
- Beach chair

Jalkaosat

- Kaasujousiavusteinen jaettu jalkaosa, pituus 680 mm
- Kaasujousiavusteinen jalkaosa, pituus 645 mm
- Kaasujousiavusteinen jaettu jalkaosa, pituus 880 mm
- 25- ja 40-osat
- Gynekologinen 25-osa
- Jaetut jalkaosat, neljä osaa mukaan lukien kiinteä lantiolevy, pituus 865 mm
- Sähkötoimiset jaetut jalkaosat, 4-osaiset, lantiolevyllä,

pituus 680 mm

- Kevyt jalkaosa moottori- ja manuaalijalkaosiin
- Kevyt jalkatuki

Practico-leikkaustaso on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

Tuote / malli	Practico General, slide		Practico korkea malli, slide		Practico matala malli, slide	
Leveys (makuutaso)	540 mm	21,26 in	540 mm	21,26 in	540 mm	21,26 in
Korkeussäätö	585 - 885 mm	23 - 34,8 in	640 - 1130 mm	25,2 - 44,5 in	540 - 1030 mm	21,3 - 40,6 in
Turvallinen työkuorma	280 kg	617,3 lb	280 kg	617,3 lb	280 kg	617,30 lb
Trendelenburg	30 °		30 °		30 °	
AntiTrendelenburg	30 °		30 °		30 °	
Selkäosan säätö	-40 - 70 °		-40 - 70 °		-40 - 70 °	
Patja-alusta (osien määrä)	4-6		4-6		4-6	
Pöydän pituussuuntaissiirto	390 mm	15,4 in	390 mm	15,4 in	390 mm	15,4 in
Lateraalikallistus	-20 - 20 °		-20 - 20 °		-20 - 20 °	
Enimmäisnostokapasiteetti	460 kg	1014,13 lb	460 kg	1014,13 lb	460 kg	1014,13 lb
Tuotekoodi	145000		145000		145000	