

# KAARI SELKÄLEIKKAUKSEEN I 2805

Tukeva ja säädettävä kaari selkäleikkaus asentoon.

Kaaren leveyttä ja lordoosia voi säätää helposti optimoimaan leikkausasento eri kokoisille potilaille, soveltuu C-kaari käyttöön. Tuotteen maksimi potilaspaino 227 kg.

Tuote sisältää kaaren päällystetyt patjat sekä säätökahvan.



<b>Leveys</b>	460 mm
<b>Pituus</b>	760 mm
<b>Korkeussäätö</b>	180 - 250 mm
<b>Turvallinen työkuorma</b>	227 kg
<b>Paino</b>	12,1 kg
<b>Korkeussäätö</b>	180-250 mm ilman pehmusteita, pehmusteiden kanssa 100 mm enemmän
<b>Tuotekoodi</b>	100012805, I2805