


# KÄSITUKI 19185

Pehmustettu käsituki, korkeus ja kulma säädettävissä (pallonivel), helppo käyttää ja säätää yhdellä vivulla. Kiertyy 180 astetta. Kiinnitys lisävarustekiskoon radiaalilukolla, joka sallii suuret säätökulmat. Ihanteellinen esimerkiksi Beach Chair -selkäosan kanssa. Sisältää radiaalilukon ja hihnan (110).

## Tilausnumerot:

119185 Käsituki 19185 kiskokiinnitys. Sisältää radiaalilukon ja hihnan (110).

100 019 185 Käsituki 19185 kiskokiinnitys



Armboard positioning

<b>Leveys</b>	605 mm
<b>Korkeus</b>	160 mm
<b>Paksuus</b>	30 mm
<b>Potilaan enimm. paino</b>	200 kg
<b>Turvallinen työkuorma</b>	12 kg
<b>Paino</b>	4,3 kg
<b>Tuotekoodi</b>	119185, 100019185