

LEVEÄ PÄÄTUKI I 41

Leveä päätuki I 41 sopii kaikkiin Merivaaran leikkauspöytiin.
Kiinnitys Promerix- ja Practico-pöytiin adapterilla 60146.

Tilausnumero:

100 000 I 41 Leveä päätuki I 41

100 060 I 46 Adapteri Promerix- ja Practico-pöytiin



Leveys	406 mm
Korkeus	275 mm
Paksuus	50 mm
Potilaan enimm. paino	325 kg
Turvallinen työkuorma	14 kg
Trendelenburg	-45 °
AntiTrendelenburg	+25 °
Paino	4,5 kg
Tuotekoodi	100000I41