

PÄÄTUKI, KYPÄRÄMALLINEN 30130

Kypärämallinen päätuki 30130, soveltuu hyvin esim. olkapään ja olkavarren toimenpiteisiin käytettäessä Beach Chair -tyyppistä selkätukea.

Ainutlaatuinen liukutoiminto ja kaksoisnivelmekanismi mahdollistavat monipuoliset säädöt kaikkiin suuntiin. Sopii selkätukimalleihin Promerix 60525 ja Practico 30125.



Potilaan enimm. paino	180 kg
Turvallinen työkuorma	11 kg
Paino	4,7 kg
Tuotekoodi	100030130