

SIIRTOPATJA I 9400

Siirtopatjaa käytetään potilaan siirtoon tasolta toiselle. Vedenpitävää materiaalia, kätevä, helppo pitää puhtaana. Väri tummansininen. CE-merkitty.

Tarkoitettu käyttö: siirtopatjaa ei ole tarkoitettu nostamiseen vaan potilaan liu'uttamiseen alustalta toiselle.

Tilausnumero 100 019 400



Leveys	550 mm
Pituus	1800 mm
Paksuus	30 mm
Paino	1,9 kg
Tuotekoodi	100019400